

Verordnungs- und Erstattungsfähigkeit von [TEXTUS]®

Kassenärztliche Vereinigung (KV)	[TEXTUS] bioactiv® Aquafilamentverband	[TEXTUS] balance® Aquafilamentverband	[TEXTUS] biofix® PU-Fixierfolienverband
Bayern	■	■	■
Berlin	■	■	■
Baden-Württemberg	■	■	■
Brandenburg	■	■	■
Bremen	■	■	■
Hamburg	■	■	■
Hessen	■	■	■
Mecklenburg-Vorpommern	■	■	■
Niedersachsen	■	■	■
Nordrhein	■	■	■
Rheinland-Pfalz	■	■	■
Saarland	■	■	■
Sachsen-Anhalt	■	■	■
Sachsen	■	■	■
Schleswig-Holstein	■	■	■
Thüringen	■	■	■
Westfalen-Lippe	■	■	■

■ SSB-* und patientenbezogene Erstattung ■ nur patientenbezogene Erstattung · Stand Mai 2011

WUNDTHERAPIE MIT SYSTEM [TEXTUS]® bioactiv balance heal biofix

Verordnung von Verbandstoffen am Beispiel von [TEXTUS]®

Sprechstundenbedarfsrezept Deutschland ohne Bayern

Sprechstundenbedarfsrezept Bayern

Patientenbezogenes Rezept

* Hinweis: Bitte beachten Sie mögliche Anpassungen Ihrer KV.

[TEXTUS][®]

WUNDTHERAPIE MIT SYSTEM

[INNOVATIV | EINZIGARTIG | ÜBERSCHAUBAR]



[TEXTUS] bioactiv[®]

Superabsorbierender Aquafilamentverband mit Silber Zeolith

[TEXTUS] bioactiv[®] besteht aus einer definierten Aquafilament-Struktur mit fest eingelagerten, elementaren und nicht bioverfügbaren Silberionen. Der Aquafilamentverband dient der phasenübergreifenden Behandlung von schwer heilenden, belegten und/oder infizierten Wunden unterschiedlicher Exsudationsstadien. Durch Aufnahme und Retention größerer Mengen von Exsudat und Debris werden eine effektive Wundreinigung ermöglicht und eine Reinfektion verhindert. Zudem wird durch die vertikale Aufnahme des Wundexsudats eine Mazeration des Wundrandes und der Wundumgebung vermieden.

[TEXTUS] bioactiv[®] bietet eine hohe Anwenderfreundlichkeit, da es aufgrund der permanenten Form- und Faserstabilität weder vergelt noch reißt.

PZN	Größe	Stück/VE
409 531 6	5 x 5 cm	10
409 533 9	8 x 12 cm	10
778 404 5	10 x 10 cm	10
409 532 2	10 x 15 cm	10



[TEXTUS] balance[®]

Absorbierender Aquafilamentverband zur Feuchtigkeitsregulierung

[TEXTUS] balance[®] besteht aus einer definierten Aquafilament-Struktur und dient der Granulationsförderung bei sauberen und infektfreien Wunden. Der Aquafilamentverband schafft durch die Aufnahme von Feuchtigkeit und zeitlich verzögerter Feuchtigkeitsabgabe an die Wunde ein optimales Gleichgewicht der Wundfeuchtigkeit. Zudem wird durch die vertikale Aufnahme des Wundexsudats eine Mazeration des Wundrandes und der Wundumgebung vermieden.

[TEXTUS] balance[®] bietet eine hohe Anwenderfreundlichkeit, da es aufgrund der permanenten Form- und Faserstabilität weder vergelt noch reißt.

PZN	Größe	Stück/VE
500 514 3	5 x 5 cm	10
500 516 6	8 x 12 cm	10
500 519 5	10 x 15 cm	10



[TEXTUS] heal[®]

Hyaluron-Spray zur Förderung der Wundheilung

[TEXTUS] heal[®] ist ein steriles Mehrdosen-Hyaluron-Spray, frei von Konservierungsstoffen, zur lokalen Anwendung bei sauberen und infektfreien Wunden. Es fördert nachhaltig die Neubildung von Granulations- und Epithelgewebe und ist aufgrund 0,2% biofermentiertem (synthetischem) Hyaluronsäure-Natriumsalz in Ringerlösung ohne Konservierungsstoffe nebenwirkungsfrei.

[TEXTUS] heal[®] bietet durch sein intelligentes Mehrdosen-System eine hohe Anwenderfreundlichkeit. Hierdurch bleibt der Inhalt nach Anbruch 12 Wochen steril und kann patientenübergreifend eingesetzt werden.

PZN	Größe	Stück/VE
362 583 5	15 ml	1



[TEXTUS] biofix[®]

Semipermeable, selbstklebende PU-Folie zur Fixierung von Aquafilamentverbänden

[TEXTUS] biofix[®] ist eine hypoallergene, längs- und querelastische Polyurethanfolie. Er kontrolliert und steuert den Gasaustausch, die Verdunstung der Wundflüssigkeit bzw. die Abdunstung des feuchten Wundverbandes.

[TEXTUS] biofix[®] bietet eine hohe Anwenderfreundlichkeit, da es einen hautschonenden und schmerzfreien Verbandwechsel ermöglicht.

PZN	Größe	Stück/VE
414 267 1	15 cm x 2 m	1